

## УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ



Транспортировка кабины допускается любым видом транспорта. При транспортировке следует исключить механические повреждения деталей изделия и предусмотреть надёжное крепление, для предотвращения падения от ветровой нагрузки. Категорически запрещается сбрасывать кабины с борта автотранспорта при погрузо-разгрузочных работах.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель устанавливает на МТК гарантийный срок - 1 год с момента продажи, при соблюдении потребителем указаний, приведённых в данном документе. Гарантия не распространяется в случаях механического повреждения деталей кабины и со следами деструкции материала на внешней поверхности деталей кабины.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «Био-сервис М» предлагает сервисное обслуживание мобильных туалетных кабин на весь срок эксплуатации изделий. Вы можете в любое удобное для Вас время заказать обслуживание туалетной кабины, а также приобрести дезодорирующие средства (жидкость для туалетных кабин).  
Зона обслуживания: Москва, Московская область.  
Телефон сервисной службы: +7 (495) 765-43-46

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата отгрузки \_\_\_\_\_  
Продавец \_\_\_\_\_

Штамп организации продавца



WWW.BIOSERVICE-M.RU

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИО-СЕРВИС М»

# ПАСПОРТ

МОБИЛЬНОЙ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

МОСКВА

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мобильные туалетные кабины (МТК) выпускаются в следующих модификациях:

	МТК «Эконом Черная»		МТК «Эконом Черная с ровным полом»
	МТК «Эконом Зеленая»		МТК «Эконом Зеленая с ровным полом»
	МТК «Стандарт»		МТК «Стандарт с ровным полом»
	МТК «Люкс с обогревом»		МТК «Для МГН» (маломобильных групп населения)



Кабины изготовлены из ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена низкого давления.

- Рабочий диапазон температур: от -50°C до +50°C;
- Габаритные размеры кабины Эконом: 1060x1060x2200 мм;
- Габаритные размеры кабины Стандарт и Люкс: 1120x1120x2400 мм;
- Габаритные размеры кабины «для МГН»: 1300x2500x2200 мм;
- Вес: 65 - 120 кг, в зависимости от комплектации.

Крыша выполнена из светопрозрачного материала, обеспечивающего естественное освещение внутри кабины. Приёмный накопительный бак изготовлен из прочного пластика, для надежного удерживания внутри жидких органических отходов.

В базовую комплектацию МТК входит: бумагодержатель, крючок для одежды, проушины для навесного замка, сиденье и крышка на баке.

## ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ:

	Умывальник на 30 литров с ножной помпой		Рукомойник на 10 литров со сливной раковиной
---	---	---	--

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кабина в собранном виде полностью готова к эксплуатации. Во избежание получения травм в процессе эксплуатации для установки кабины необходимо подготовить ровную горизонтальную площадку 1500 мм x 1500 мм. с плотным основанием: земля, асфальт, гравий, бетон, песок и т.п.

Кабина полностью автономна и не требует подключения к инженерным коммуникациям. Кабина должна быть установлена в месте, где к ней может подъехать ассенизационная машина. Для мытья кабины используются любые мягкие моющие средства или мыльный раствор.



Не допускается использование абразивных средств.



Перед эксплуатацией туалетной кабины необходимо залить раствор дезодорирующей жидкости в накопительный бак. Для приготовления рабочего раствора используйте только рекомендованные дезодорирующие средства, в пропорциях и количестве, указанном на этикетке.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Во избежание деформации и поломки кабины категорически запрещается устанавливать её вблизи открытого огня и под скатом крыши из-за возможного схода большого объема снега.